

FICHE PRODUIT



Speculight Riester

Référence : RIE-5240

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Assurant l'éclairage adéquat, speculight est le complément idéal à tous les spéculums vaginaux.

CARACTERISTIQUES

- Manche à piles C, chromé
- Pour deux piles de type C
- Câble de 85 cm de long avec pince de fixation et éclairage standard 2,5 V (sous vide)
- Intensité lumineuse réglable à volonté grâce au rhéostat
- Livré dans un carton

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/instruments-gynecologiques-medicaux/1268-speculight-riester.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com