

FICHE PRODUIT



Moniteur de surveillance de l'apnée du sommeil RS01

Référence : SOC-CMSRS01

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Le moniteur de surveillance de l'apnée du sommeil RS01 est adapté pour les personnes souffrant de pathologies telles que le syndrome d'apnée du sommeil et d'hypopnée du sommeil (SAHS).

Ses fonctions comprennent la surveillance de l'apnée du sommeil du patient et la surveillance de la SpO2, qui peuvent être appliquées à l'hôpital ou à domicile.

Caractéristiques techniques:

- Affichage: SPO2, PR (Battements par minute), Indications du graphique à barres
- Audio: Son du pouls, alarmes pour: faible puissance, dépassement du doigt, limites excédées
- Indication de l'état de la batterie
- Horloge en temps réel
- Mise sous / hors tension
- Stockage de plusieurs séances
- Enregistrement continu de 12 Heures
- Téléchargement de données à partir d'un port USB

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Logiciel d'analyse PC

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit


<https://www.socimed.com/12684-moniteur-de-surveillance-de-l-apnee-du-sommeil-rs01.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com