

FICHE PRODUIT



Tensiomètre Vaquez-Laubry Classic avec brassard sangles coton marine Adulte (M)

Référence : SOC-00518112

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Tensiomètre Vaquez-Laubry® Classic avec brassard sangles coton marine Adulte (M)

- Synthèse du modernisme et de la tradition.
- Le plus célèbre des Vaquez-Laubry®.
- Disponible en version sangles ou velcro, en 3 coloris et 3 tailles.
- Brassard en polycoton avec support de manomètre en cuir pleine fleur.
- Poire grand volume.
- Livré en trousse nylon.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/tensiometres-aneroides/12685-tensiometre-vaguez-laubryr-classic-avec-brassard-sangles-coton-marine-adulte-m.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com