

FICHE PRODUIT

Drap d'examen non-tissé lavable Dim: 70x200 cm (lot de 10)

Référence : SOC-SS190522

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Drap d'examen non-tissé lavable

utilisés en kinésithérapie, ces **draps d'examen non-tissé lavables** sont Confortable, solide et très doux au toucher. Ils sont idéals pour la protection de votre table de manipulation ou de soins.

Ces draps sont hypoallergéniques et sont composés à 100% de polypropylène. Ils sont anti-bactérien et résistent naturellement à la moisissure, à l'huile et au solvant. Ils ne collent pas et ne se déchire pas.

Ce drap d'examen non-tissé est lavable jusqu'à 200 fois en machine à 60°. Possibilité de le sécher à l'air libre ou en machine en séchage à froid.

Dimensions : 70 x 200 cm.

Livré par lot de 10 **draps d'examen non-tissés lavables Classic**.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/drap-d-examen-et-champs-de-soins/12688-drap-d-examen-non-tisse-lavable-dim-70x200-cm-lot-de-10.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com