

FICHE PRODUIT

Drap d'examen non-tissé jetable

Dimension: 80x200 cm (lot de 100)

Référence : SOC-SS200522

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Drap d'examen non-tissé jetable 80x200 cm

Ce **drap d'examen** est utilisé pour la protection des tables d'examens et les tables de traitement en cabinet médical, cabinet de kinésithérapie, centre d'esthétique, milieu hospitalier. Très solide ce drap d'examen est très agréable au toucher.

Hygiénique, ce **drap jetable** peut néanmoins être réutilisé par un même patient (il est possible d'écrire le nom du patient sur le drap).

Ce drap, composés à 100% de polypropylène, est hypoallergénique, anti-bactérien et résiste naturellement à la moisissure, à l'huile et au solvant.

Dimensions du drap : 80 x 200 cm.

Drap d'examen non-tissé jetable livré par lot de 100.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/drap-d-examen-et-champs-de-soins/12689-drap-d-examen-non-tisse-jetable-dimension-80x200-cm-lot-de-100.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com