


FICHE PRODUIT



Sérothèque serobox

Référence : SOB-SEROBOX..

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques :

- Conservation d'échantillons au congélateur jusqu'à - 30°C
- Un boîtier en polystyrène choc thermoformé avec repérage alphanumérique (De A1 à H12). Ce boîtier est recyclable et sera facilement nettoyé et décontaminé avec une solution désinfectante. Dimensions (Long. x Larg. x H.): 260 x 185 x 35;
- Six coloris au choix (code à ajouter à la référence)
- Un support en mousse avec 96 godets: fond plat de 2 ml, en polyéthylène, muni d'un bouchon coiffant; Chaque bouchon comporte une étiquette de la même couleur que le boîtier, avec identification alphanumérique (De A1 à H12);
- Un couvercle coulissant en PVC transparent qui assure la protection du marquage des godets et une parfaite visualisation de la sérothèque;
- Une fiche synoptique d'identification alphanumérique de chaque case en papier qui comprend: (1) La date de début de stockage, (2) La date de fin de stockage, (3) La date d'élimination, (4) Le numéro de la boîte; (5) Une étiquette fluorescente pour identifier la boîte.
- Conditionnement minimum de vente: 1.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/systeme-de-conservation-d-echantillons-biologiques-au-congelateur-serotheque-serobox/1269-serotheque-serobox.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com