

FICHE PRODUIT

Drap d'examen non-tissé lavable

Dimension: 90x195 cm (Lot de 10)

Référence : SOC-SS210522

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Draps d'examen non-tissés lavables Dimensions: 90 x 195 cm

Ce drap d'examen non-tissé lavable ne se déchire pas, ne se froisse pas, et surtout, ne colle pas. Ce drap d'examen absorbe la transpiration et n'irrite pas la peau. Il procure un réel confort pour le patient lors des séances de soins ou de traitement en kinésithérapie, massage etc ...

Ce drap d'examen permet de réaliser de réelles économies en réduisant fortement les frais d'entretien. Pour seulement 88g, vous pouvez ainsi laver et sécher 10 fois plus de draps qu'un drap en coton ou en éponge.

Ces draps d'examen sont hypoallergéniques et sont composés à 100% de polypropylène. Ils sont anti-bactérien et résistent naturellement à la moisissure, à l'huile et au solvant.

Lavable jusqu'à 400 fois en machine à 60°. Peut-être stérilisé et désinfecté.

Dimensions : 90 x 195 cm.

Livré par lot de 10 **draps d'examen non-tissés lavables**.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/drap-d-examen-et-champs-de-soins/12690-drap-d-examen-non-tisse-lavable-dimension-90x195-cm-lot-de-10.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com