

FICHE PRODUIT

Enveloppe pour Film radiographique format 18x24cm

Référence : SOC-760024

Points forts

- Conditionnement : Carton/1000
- Dimensions : 18x24 cm
- délais : 48 heures

Description du produit

Pour Film radiographique de taille 18x24cm

Spécifications :

- Taille de l'enveloppe : 19x25 cm ;
- Enveloppe pour format de film : 18x24cm
- Résistance : 120 gr /m2;
- Papier kraft natron résistant et non blanchi, couleur brunâtre, surface lisse ;
- Sans empreinte ;
- Conditionnement minimum de vente : 1.000pcs. (enveloppes)/carton
- Poids env 35 kg

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/protection-des-films-de-radiographie/12696-enveloppe-pour-film-radiographique-format-18x24cm.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
Conditionnement	Carton/1000
Dimensions	18x24 cm
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com