

FICHE PRODUIT

Enveloppe pour Film radiographique format 35x43cm

Référence : SOC-760043

Points forts

- délais : 48 heures
- Accessoires d'imagerie : Objet test

Description du produit

Pour Film radiographique de taille 35x43cm

Spécifications :

- Taille de l'enveloppe : 37x45 cm ;
- Enveloppe pour format de film : 35x43cm
- Résistance : 120 gr /m2;
- Papier kraft natron résistant et non blanchi, couleur brunâtre, surface lisse ;
- Sans empreinte ;
- Conditionnement minimum de vente : 1.000pcs.(enveloppes)/carton
- Poids env 35 kg

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/protection-des-films-de-radiographie/12699-enveloppe-pour-film-radiographique-format-35x43cm.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Accessoires d'imagerie	Objet test

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com