


FICHE PRODUIT



Strippeuse manuelle métallique

Référence : SOC-97.8800

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Strippeuse manuelle métallique

Caractéristiques techniques:

La strippeuse est utilisée pour la compression de tubulures de poches de sang et la pose d'agrafes à sceller.

- Dimension (L x l): 16 cm x 5 cm.
- Conditionnement minimum de vente: 1.
- Poids: 0.34 kg

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/banques-de-sang/12702-strippeuse-manuelle-metallique.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com