

FICHE PRODUIT

Micro-centrifugeuse hématocrite, haute vitesse, HC-12C

Référence : SOC-ZHC-12

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Effectuez vos analyses grâce à la micro-centrifugeuse hématocrite HC-12C. Avec ses 12000 tours/minute, la micro-centrifugeuse HC-12C assure la sécurité de vos opérations grâce à sa fermeture par serrure mécanique et son système d'alarmes en cas de dépassement de vitesse ou de déséquilibre.

Caractéristiques techniques:

- Boîtier en plastique solide avec commande par microprocesseur.
- Moteur sans balai à courant continu.
- Alarme de dépassement de vitesse et de déséquilibre.
- Avec serrure mécanique.
- Ecran LED pour affichage de la vitesse et du temps
- Affichage du code d'erreur, accélération du réglage.
- MAX RPM: 12000 RPM, réglage de la vitesse en continu
- FCR max: 15300xg
- Minuterie: 0-99min
- Capacité du rotor: 1,5 x 75 x 24 (hématocrite)
- Tension: 110V 60Hz / 220V 50Hz

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Dimension: 280 × 250 × 240mm, 11.02x9.84x9.45inch
- Poids: 7kg / 16lb
- Garantie: 2 ans

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/12704-micro-centrifugeuse-hematocrite-haute-vitesse.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com