

FICHE PRODUIT

Armoire de sûreté pour produits corrosifs, L:120 cm

Référence : SOC- DW248939

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

L'armoire de sûreté garanti l'accès et le stockage sécurisés aux substances et liquides corrosifs tels que l'acide et ses bases. Fabriqué en polyéthylène extrêmement résistant, l'armoire de sûreté est prête à l'emploi et vous aidera à sécuriser et assurer la conformité du stockage de liquides polluants et agressifs.

Description

- Bac de rétention étanche au fond de l'armoire
- Raccordement possible à un ventilateur d'extraction
- Coloris adapté aux couleurs définies dans votre politique sécurité : corps gris, portes jaunes
- 4 caillebotis, galvanisés
- Qualité certifiée

Caractéristiques techniques**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Equipement	4 caillebotis galvanisés
Equipement	Avec étagères amovibles ou fixes
Type de porte	porte battante
Charnières	bilatéral
Version de portes	2 battants
Couleur de la porte	jaune
Couleur du corps	gris(e)
Largeur extérieure (mm)	1225
Profondeur extérieure (mm)	640
Hauteur extérieure (mm)	1990
Largeur intérieure (mm)	1130
Profondeur intérieure (mm)	410
Hauteur intérieure (mm)	1750
Charge admissible par étagère (kg)	50
Charge admissible / bac-tiroir (kg)	50
Volume de rétention bac au sol (l)	75
Matériau	plastique
Poids (kg)	95
Type	PS 1220-4
Type d'armoire	Armoire haute
Produits à stocker	Liquides corrosifs

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/armoires-a-instruments/12705-armoire-de-surete-pour-produits-corrosifs-l-120-cm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com