


FICHE PRODUIT



Simulateur d'accouchement avancé

Référence : SOC-00021357

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Simulateur d'accouchement avancé

Ce simulateur d'accouchement polyvalent est utilisé dans le monde entier par les professionnels de la santé. Il fournit non seulement une excellente simulation de l'expérience d'accouchement normal pour l'étudiant et l'enseignant, mais fournit également des instructions pour les accouchements anormaux et multiples.

Il peut être utilisé pour la démonstration des procédures obstétricales suivantes:

- Accouchement vaginal normal;
- Accouchement complet par le siège et par les pieds;
- Accouchement par césarienne;
- La manœuvre de Ritgen;
- Episiotomie;
- Présentation du sommet;
- Manipulation intra-utérine;
- Présentation de sommet / sommet, sommet / siège, siège / sommet ou siège / siège lors

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

d'accouchement multiples;

- Prolapsus du cordon ombilical;
- Démonstration du placenta praevia: total, partiel et marginal;
- Livraison normale du cordon ombilical et du placenta;
- Palpation des fontanelles fœtales;
- Aspiration simulée du nez et de la bouche.

Caractéristiques / Contenu de la livraison :

- Embout de diaphragme amovible pour le positionnement manuel du fœtus / des bébés
- Cache-ventre amovible pour le positionnement du fœtus;
- Cavité pelvienne en taille réelle avec repères anatomiques majeurs;
- Contour peint du bassin osseux osseux;
- Trois inserts de vulve souples pour exercices d'épisiotomie;
- Un bébé et une fille, chacun avec cordon ombilical et placenta;
- Dorsale et fontanelles anatomiquement précises sur le fœtus / les bébés;
- Une couverture abdominale à couleur peau;
- Une couverture abdominale transparente;
- Quatre cordons ombilicaux supplémentaires;
- Deux pinces ombilicales;
- Talc;
- Mode d'emploi;
- Sac de transport souple.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/mannequin-et-squelette/12707-simulateur-d-accouchement-avance.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com