


FICHE PRODUIT



Mannequin de gynécologie

Référence : SOC-00021358

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Mannequin de gynécologie

Conçu par des médecins pour des médecins et des fournisseurs de matériels médicaux, ce simulateur d'examen gynécologique combine la capacité de démontrer plusieurs procédures gynécologiques ainsi que de pratiquer l'examen laparoscopique et la minilaparotomie.

Le simulateur est livré avec du talc, de la gelée K-Y et un sac de transport.

Caractéristiques principales :

- Bas du torse féminin adulte de taille normale avec repères anatomiques internes appropriés;
- Examen pelvien bi-manuel;
- Palpation des utérus normaux et enceintes;
- Examen vaginal (y compris insertion de spéculum);
- Reconnaissance visuelle des cols normaux et anormaux, sondage utérin;
- Insertion et retrait du DIU;

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Insertion et retrait d'éponges contraceptives;
- Insertion et retrait du préservatif féminin;
- Insertion et retrait du diaphragme et de la cape cervicale;
- Visualisation laparoscopique et occlusion des trompes de Fallope;
- Minilaparotomie;
- Un paro-utérus antéversé et un rétroverti;
- Un utérus enceinte de 10 semaines;
- Un utérus post-partum;
- Cinq cervices normaux avec os breveté;
- Quatre cols cervicaux anormaux;
- 10 trompes de Fallope;
- Ovaires et fimbriae réalistes et anatomiquement précis;
- L'utérus et le col utérin sont dotés d'une conception brevetée à "vis" pour un changement rapide et facile.

Données techniques:

- Taille: 51 x 46 x 25 cm;
- Poids: 8,5 kg.

Conformité et garantie

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/mannequin-et-squelette/12708-mannequin-de-gynecologie.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com