

FICHE PRODUIT

Boitier vide avec couvercle transparent

Référence : SOB-BTSERO-..

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Boitier vide avec couvercle transparent

Produits disponibles en plusieurs couleurs * Blanc. * Vert. * Jaune. * Bleu.

Conditionnement minimum de vente: 10 boîtiers.

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/systeme-de-conservation-d-echantillons-biologiques-au-congelateur-serotheque-serobox/1271-boartier-vide-avec-couvercle-transparent.html>

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com