

FICHE PRODUIT

Mannequin de soins infirmiers, modèle standard

Référence : SOC-R017600

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Mannequin de soins infirmiers, modèle standard

Ce mannequin permet d'entraîner une multitude de procédures cliniques pour infirmiers et autre personnel soignant. L'apparence physique est féminin, mais le modèle peut être "transformé" dans un mannequin masculin par adapter des organes génitaux masculins. Le mannequin offre diverses possibilités d'entraînement de la colostomie transverse à la trachéotomie, de la injection intramusculaire au soin des yeux.

Caractéristiques principales:

- Douche vaginale et frottis;
- Lavement;
- Tête avec perruque pour entraîner les soins du cheveu;
- Injection intramusculaire à la fesse;
- Injection intramusculaire et sous-cutané au bras gauche et droit;

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Lavement intestinal avec stomie, que est connectée aux réservoirs internes;
- Soins de colostomie transverse, iléostomie et gastrostomie;
- Échangeables génitaux masculins et féminins;
- Cathétérisme masculin et féminin;
- Ouvertures aux yeux, au nez, à la trachéotomie et la gastrostomie;
- Mâchoire mobile;
- Les doigts sont désignés séparément pour des exercices de bandage;
- Yeux réalistes pour l'application des médicaments et l'enlèvement des corps étrangers et lavage;
- Stomie supra-pubienne.

Les articulations sont souples et les mouvements naturels, même la pronation est supination de l'avant bras sont possibles. L'utilisation d'une matière plastique résistante vous garantit une protection contre abrasion. La surface est glissante et imperméable à l'eau, aux huiles et crèmes.

Poids: 16 kg,

Taille: env. 1,60 m

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/mannequin-et-squelette/12710-mannequin-de-soins-infirmiers-modele-standard.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com