

FICHE PRODUIT



Bébé de réanimation RCP avec contrôle électronique incorporé

Référence : SOC-00021367

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Bébé de réanimation RCP avec contrôle électronique incorporé

Ce nourrisson grandeur nature a été spécialement conçu pour la formation aux techniques de RCP. La ventilation et la compression peuvent être pratiquées comme chez un vrai bébé. Si la ventilation est faite correctement, la poitrine se soulèvera.

La profondeur de compression appropriée est indiquée par un clic sonore, le rythme de compression adapté est contrôlé par un voyant lumineux intégré.

Les voies respiratoires sont conçues comme des articles à usage unique, évitant ainsi le besoin de désinfection.

Pour la formation de groupe, un écran facial avec filtre peut être fixé pour protéger les élèves de l'infection.

Le modèle est livré avec un torse, un sac de transport et 10 écrans faciaux de protection pour les voies respiratoires et le visage.

Conformes aux dernières directives AHA, ARC et ERC.

Poids : 3,7 kg

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/mannequin-et-squelette/12720-bebe-de-reanimation-rcp-avec-contrôle-electronique-incorpore.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com