

FICHE PRODUIT



Simulateur d'accouchement par extraction manuelle sous vide (Ventouse obstétricale)

Référence : SOC-00021374

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Simulateur d'accouchement par extraction manuelle sous vide (Ventouse obstétricale)

Ce simulateur d'accouchement par extraction sous vide est composé du fœtus, du cordon ombilical et du placenta.

Crâne doux avec fontanelles pour un accouchement par extraction sous vide réaliste.

Poids: 2,2kg.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/mannequin-et-squelette/12727-simulateur-d-accouchement-par-extraction-manuelle-sous-vide-ventouse-obstetricale.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com