

FICHE PRODUIT



Moniteur multiparamètres patient pour USI, modèle Venus

Référence : SOC-00021377

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Moniteur multiparamètres patient pour USI, modèle Venus

Caractéristiques :

- Écran TFT LCD tactile haute résolution de 15,6".
- Affichage de 10 formes d'onde, analyse ECG jusqu'à 12 dérivations.
- Calcul puissant (hémodynamique, dose, oxygénation, ventilation).
- Détection de stimulateur cardiaque.
- Analyse ST et arythmie.
- Support de SpO2 PVI et PI, faible perfusion 0,2%.
- Module Aspect BISx, module NMT en option.
- CMS câblé / sans fil, prend en charge le protocole HL7 pour HIS.
- Modulation de la tonalité d'impulsion SpO2 (tonalité de hauteur).
- Affichage externe compatible VGA.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Examen des tendances graphiques et tabulaires (120 heures).
- 48 heures d'examen de la vague de divulgation complète pour chaque patient.

Configuration standard :

- Unité principale Boîtier ABS ignifuge, protection IPx1.
- Écran tactile 15,6 " TFT, 1366 x 768, 10 affichages de forme d'onde.
- Northern SpO2 SET, compatible Nellcor, affichage PI, PVI.
- MEWS (Score d'alerte précoce modifié).
- Sortie VGA / HDMI.
- Tendances graphiques et tabulaires sur 120 heures de tous les paramètres.
- Batterie lithium-ion rechargeable (4800mAh).
- ECG à 5 dérivations, HR, RESP, NIBP, SpO2, 2 TEMP, PR, VGA / HDMI.

Accessoires standards :

- Câble ECG de connecteur à pince à 12 dérivations, 12 broches (AHA): 1
- Électrodes (Adulte) (10 pcs / paquet): 1
- Câble d'extension SpO2: 1
- Northern 0039 SpO2 SET, ADU Capteur de pince à doigt réutilisable: 1
- Sonde TEMP Adulte Skin 2P (2,25K): 2
- Manchette PNI Adulte: 1
- NIBP Adulte Tube 2M: 1
- Batterie lithium-ion rechargeable (4800mAh): 1
- Cordon d'alimentation: 1
- Câble de masse: 1
- Manuel d'utilisation: 1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.


Page produit

<https://www.socimed.com/moniteur-de-transport-et-transfert-de-patients/12734-moniteur-multiparametres-patient-pour-usi-modele-venus.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com