

FICHE PRODUIT

Table de réanimation néonatale/pédiatrique, Modèle HKN-2000

Référence : SOC-NDHKN2000

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Table de réanimation néonatale/pédiatrique, Modèle HKN-2000

Spécifications techniques:

- Trois modes de contrôle: mode de préchauffage, mode manuel et mode contrôle du bébé par micro-ordinateur;
- La température définie et la température de la peau peuvent être affichées séparément.
- La structure complète est en acier inoxydable.
- Boîte radiante double face pour photothérapie;
- Berceau en verre acrylique;
- Minuterie APGAR;
- Plusieurs indications d'alarme de défaillance;
- Connecteur RS232 pour la sortie de données;
- Le capteur de température cutanée jetable et la SpO2 sont optionnels.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/neonatalogie-et-reanimation-neonatale/12735-table-de-reanimation-neonatale-pediatrique-modele-hkn-2000.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com