

FICHE PRODUIT



Broches orthopédiques STEINMAN

Référence : SOC-A141302

Description du produit

Broches orthopédiques STEINMAN

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/12736-broches-orthopediques-steinman.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com


Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
ortho_diam_broch_steinman - Ø 2.5 mm, ortho_long_broch_orthopedic - 225 mm	SOC-A141252	
ortho_diam_broch_steinman - Ø 3.0 mm, ortho_long_broch_orthopedic - 150 mm	SOC-A1413015	
ortho_diam_broch_steinman - Ø 3.0 mm, ortho_long_broch_orthopedic - 175 mm	SOC-A1413017	
ortho_diam_broch_steinman - Ø 3.0 mm, ortho_long_broch_orthopedic - 200 mm	SOC-A1413020	
ortho_diam_broch_steinman - Ø 3.0 mm, ortho_long_broch_orthopedic - 225 mm	SOC-A1413022	
ortho_diam_broch_steinman - Ø 3.0 mm, ortho_long_broch_orthopedic - 300 mm	SOC-A141303	
ortho_diam_broch_steinman - Ø 3.5 mm, ortho_long_broch_orthopedic - 150 mm	SOC-A141351	
ortho_diam_broch_steinman - Ø 3.5 mm, ortho_long_broch_orthopedic - 175 mm	SOC-A1413517	
ortho_diam_broch_steinman - Ø 3.5 mm, ortho_long_broch_orthopedic - 200 mm	SOC-A141352	
ortho_diam_broch_steinman - Ø 3.5 mm, ortho_long_broch_orthopedic - 225 mm	SOC-A1413522	
ortho_diam_broch_steinman - Ø 3.5 mm, ortho_long_broch_orthopedic - 300 mm	SOC-A141353	
ortho_diam_broch_steinman - Ø 5.0 mm, ortho_long_broch_orthopedic - 150 mm	SOC-A141501	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com