

FICHE PRODUIT



Laryngoscope à fibres optiques modèle macintosh ri-integral fl

Référence : RIE-8045

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Les laryngoscopes à fibres optiques posent les jalons de l'avenir.

La technologie d'éclairage XL, les fibres optiques de qualité supérieure et le design particulier des lames assurent une vue optimale ainsi qu'une intubation aisée.

CARACTÉRISTIQUES

- Lame courbe
- Avec une lampe au xénon XL 3,5 V, lumière blanche.
- La lampe intégrée dans le manche et pourvue d'un contact métallique facilite l'autoclavage de la lame.
- Transmission optimale de la lumière, grâce à l'optique sur fibres, avec faisceaux de fibres ultra épais.
- Lames Macintosh F.O. et Miller F.O. avec conducteur optique intégré et, au choix, une des lames Macintosh F.O. avec conducteur optique amovible.
- Grande longévité lors de cycles d'autoclavage de 5 minutes à 134 ° C.
- Lames en acier inoxydable avec surface traitée et finition facile à nettoyer.
- Les formes spéciales des lames offrent une excellente vue sur les cordes vocales et l'épiglotte, tout en facilitant l'insertion de la canule.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Au choix pour manches rechargeables ou pour manches à piles de type AA ou C, à recharger dans la station ri-charger® ou non rechargeables.
- Toutes les lames peuvent être utilisées avec des manches conformes à la norme ISO 7376.
- Choix d'étuis et de trousse prévus pour des compositions individuelles comprenant chacune jusqu'à cinq lames et un manche.
- Lame flexible avec conducteur optique à F.O.
- Avec extrémité distale pliable.
- Rendement lumineux exceptionnel, grâce à l'éclairage XL au xénon.
- Transmission lumineuse améliorée, grâce à des faisceaux de fibres ultra-épais. Nouveau design de lame, pour une intubation facile : bonne visibilité sur l'entrée du larynx et les cordes vocales, faible pression dans la zone pharyngienne, minimisation du danger de blessure.
- Disponible au choix dans les tailles 3 et 4.
- Le contrôle de l'aptitude à l'autoclavage a été réalisé avec un modèle Melag Vacuklav 31.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/laryngoscopes-classiques-et-a-fibres-optiques/1275-laryngoscope-a-fibres-optiques-modele-macintosh-ri-integral-fl.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com