


FICHE PRODUIT**Vis spongieuse, Ø
6.5 mm, L: 25 à 80
mm**

Référence : SOC-A8025

Description du produit

Vis spongieuse, 6.5 mm, Longueur de 25 à 80 mm Longueurs disponibles: 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75 et 80 mm. Filetage disponible: à 16 mm ; à 25 mm (sauf longueur 25 et 30) ; complet Conditionnement minimum de vente: 1 (Préciser la longueur)

Conformité et garantie

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/12789-vis-spongieuse-o-6-5-mm-l-25-a-80-mm.html>

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com