

FICHE PRODUIT



Broches KIRSCHNER 2 pointes Trocart

Référence : SOC-A138300

Description du produit

Broches KIRSCHNER 2 pointes Trocart Diamètres disponibles: Ø 0.6; 0.8; 0.9; 1.0; 1.2 ; 1.4; 1.6; 1.8; 2.0; 2.2; 2.6; et 3.0 mm

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/12797-broches-kirschner-2-pointes-trocart.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com