

FICHE PRODUIT



Seringues en verre, Luer lock centré, 2 ml

Référence : SOC-GEU-512602

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Seringues en verre :

- Bout métal Luer Lock centré
- 2 ml.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/seringues-en-verre/128-seringues-en-verre-luer-lock-centre-2ml.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com