

FICHE PRODUIT



Echographe portable EDAN U60 avec doppler couleur

Référence : SOC-EDU60

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 3
- Ergonomie : Portable
- Champ d'application : Pour échographie polyvalente
- Options d'imagerie : Doppler couleur

Description du produit

Échographe portable doppler couleur EDAN modèle U60

L'**Échographe doppler portable EDAN U60** avec doppler couleur commercialisé par SOCIMED est à la pointe de la technologie.

L'**Échographe portable U60** peut être utilisé dans des domaines d'applications multiples : **musculo-squelettique, obstétrique, gynécologie, urologie, cardiaque, pédiatrie, vasculaire, abdominal**, etc.

Idéale en musculo-squelettique, la sonde linéaire L15-7b haute définition à 14.8 MHz permet d'obtenir de superbes images.

Chaque sonde possède une gamme de fréquences fondamentales et harmoniques.

Spécifications techniques de l'Échographe doppler portable EDAN U60:

Les optimisations d'imagerie sont automatiques dès lors que le type d'examen est sélectionné :

- Corrélation spatiale (amélioration de la pénétration)
- Réduction du Speckle (amélioration de la résolution des contrastes)

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Technologie multi faisceaux (amélioration de la lecture de l'image)
- Imagerie avec inversion de phase harmonique (amélioration des contrastes et des contours)
- Technologies ITH (imagerie tissulaire harmonique) et ITS (imagerie tissulaire spécifique)
- Ecran plat 15.6 pouces haute résolution
- Clavier rétro-éclairé
- 2 connecteurs pour sondes
- Mode d'imagerie : B, 2B, 4B, B+M, M, PW, CW, CFM, PDI
- Mémoire ciné loop 1227 images en mode B
- Mémoire de stockage interne sur disque dur haute capacité
- 32 canaux de réception
- 2 sorties USB permettant la sauvegarde, le transfert et l'impression des données, connexion d'une souris, Sorties S-Vidéo, VGA, etc...
- Logiciels de mesures et de calculs intégrés
- Fonctions dopplers couleur pulsé, continu et énergie (ou puissance)
- Fonction multi-pseudo-couleur
- Logiciel et manuel d'utilisation en Français
- Batterie lithium intégrée

Configuration standard :

- Une batterie lithium,
 - Gel ultrason,
 - Sacoche de transport luxe
 - 02 sondes au choix (Parmis les suivantes)
1. Sonde Convexe: C352UB (2.5/3.5/4.5/H5.0/H5.4MHz, 128 éléments) [*CE+FDA+CA*]
 2. Sonde Linéaire: L742UB (6.5/7.5/8.5/H9.0/H 9.4MHz, 128 éléments)
 3. Sonde Linéaire: L1042UB (8/9.5/11/H13.0/ H 13.4MHz, 128 éléments)
 4. Sonde Endovaginale: E612UB (5.5/6.5/7.5/H9.0 / H9.4MHz, 128 éléments)
 5. Sonde Linéaire: L15-7b (10.0/12.0/14.0/H14.4/H14.8MHz, 128 éléments)

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

6. Sonde Micro Convexe : C6152UB (5.5/6.5/7.5/H9.0/H9.4MHz, 128 éléments)
7. Sonde micro convexe: C612UB (5.5/6.5/7.5/H9.0/ H9.4MHz, 128 éléments)
8. Sonde Linéaire: L552UB (4.5/5.5/6.5/H5.6/H6.0MHz, 128 éléments)
9. Sonde micro convexe: C422UB(3.0/4.0/5.0/H5.0/ H5.4MHz, 128 éléments)
10. Sonde Convexe: C5-2b (2.5/3.5/4.0/H5.0/H6.0MHz, 128 éléments)
11. Sonde Phase Cardiaque: P5-1b (2.0/2.5/3.0/H4.0/H5.0MHz, 64 éléments)

Accessoires en options :

- Sondes supplémentaires
- Chariot roulant luxe
- Pédale de gel d'image
- Imprimantes
- Interface DICOM

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/echographe-doppler-couleur-portable/12800-echographe-portable-doppler-couleur-modele-u60.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	3
Ergonomie	Portable
Champ d'application	Pour échographie polyvalente
Options d'imagerie	Doppler couleur

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com