

FICHE PRODUIT



Draps d'examen avec ouate plastifiée bleue, gaufré, 1 pli, 180 formats de 38 cm

Référence : SOC-GHJ267GSM

Points forts

- délais : 48 heures
- Conditionnement des draps : Carton de 6 Rouleaux

Description du produit

Caractéristiques techniques:

- Ouate plastifiée bleue
- Laize de 50 cm
- 180 formats de 38 cm
- Carton de 6 rouleaux
- Palette de 48 cartons

Conditionnement minimum de vente: Carton de 06 rouleaux

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/drap-d-examen-et-champs-de-soins/12803-drap-d-examen-avec-ouate-plastifiee-bleue-gaufre-1-pli-180-formats-de-38-cm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Conditionnement des draps	Carton de 6 Rouleaux

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com