

FICHE PRODUIT

Lampe LED-luminus SST50 (Collimator Lamp) pour appareil de radiographie Stephanix

Référence : SOC-SE-54203005

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

LED-luminus SST50 (Collimator Lamp) pour appareil de radiographie Stephanix Pour numero de serie MRAD 20459

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/appareils-de-radiographie/12804-lampe-led-luminus-sst50-collimator-lamp-pour-appareil-de-radiographie-stephanix.html>**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com