


**FICHE PRODUIT**



## Micropipette manuelle TopPette à volume variable

Référence : SOC-DL7010

### Points forts

- délais : 48 heures
- Nombre de canal : monocanal

## Description du produit

### Caractéristiques techniques:

- Légère, ergonomique et design soigné
- Affichage numérique qui montre clairement le niveau du volume
- La micropipette TopPette couvre une plage de volume allant de 0.1µl à 10 ml
- Facile à calibrer et à entretenir avec les outils fournis
- Conception aide à éviter les microtraumatismes répétés
- Calibré conformément à la norme ISO 8655. Chaque pipette est fournie avec un certificat de test individuel.
- La partie basse est disponible pour l'autoclavage

### Incréments de la micropipette:

0.1 - 2.5 µl incrément 0.05µl

0.5 - 10µl incrément 0.1µl

2 - 20µl incrément 0.5µl

#### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

20 - 200µl incrément 1µl  
200 - 1000µl incrément 5µl  
10 - 100µl incrément 1µl  
5 - 50µl incrément 0.5µl  
50 - 200µl incrément 1µl  
100 - 5000µl incrément 50µl  
2 - 10 ml incrément 0.1ml

## Conformité et garantie



### Garantie

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/micropipette-toppette/12808-micropipette-manuelle-toppette-a-volume-variable-0-1-5000-l.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |
| Nombre de canal | monocanal |

### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)

## Déclinaisons

| Désignation                    | Référence :      | EAN13 : |
|--------------------------------|------------------|---------|
| pipette_volume - 0.1 à 2.5 µl  | SOC-DL7010101001 |         |
| pipette_volume - 0.5 à 10 µl   | SOC-DL7010101004 |         |
| pipette_volume - 5 à 50 µl     | SOC-DL7010101006 |         |
| pipette_volume - 2 à 20 µl     | SOC-DL7010101005 |         |
| pipette_volume - 10 à 100 µl   | SOC-DL7010101008 |         |
| pipette_volume - 20 à 200 µl   | SOC-DL7010101009 |         |
| pipette_volume - 200 à 1000 µl | SOC-DL7010101016 |         |
| pipette_volume - 2 à 10 ml     | SOC-DL7010101033 |         |
| pipette_volume - 100 à 1000 µl | SOC-7010101014   |         |
| pipette_volume - 50 à 200 µl   | SOC-7010101011   |         |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
 95520 OSNY FRANCE  
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)