


FICHE PRODUIT



Micropipette manuelle TopPette à volume fixe

Référence : SOC-DL701020

Points forts

- délais : 48 heures
- Nombre de canal : monocanal

Description du produit

Micropipette monocanal à volume fixe

Caractéristiques techniques:

- Légère, ergonomique et design soigné
- Affichage numérique qui montre clairement le niveau du volume
- Facile à calibrer et à entretenir avec les outils fournis
- Conception aide à éviter les microtraumatismes répétés
- Calibré conformément à la norme ISO 8655. Chaque pipette est fournie avec un certificat de test individuel.
- La partie basse est disponible pour l'autoclavage

Disponible: 5, 10, 50, 100, 200 et 1000 µl

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/micropipette-toppette/12817-micropipette-manuelle-toppette-a-volume-fixe.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Nombre de canal	monocanal

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
pipette_volume - 50 µl	SOC-DL7010102022	
pipette_volume - 100 µl	SOC-DL7010102023	
pipette_volume - 200 µl	SOC-DL7010102024	
pipette_volume - 1000 µl	SOC-DL7010102027	
pipette_volume - 5 µl	SOC-DL7010102018	
pipette_volume - 10 µl	SOC-DL7010102019	
pipette_volume - 20 µl	SOC-DL701020-20	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com