

FICHE PRODUIT



Micropipette à volume variable 12 canaux de 30 à 300 µl éjecteur autoclavable à 121°C

Référence : SOC-TS8011294

Points forts

- délais : 48 heures
- Volume de la micropipette : 30 à 300 µl
- Nombre de canal : multicanal

Description du produit

Micropipette à volume variable 12 canaux de 30 à 300 µl; éjecteur autoclavable à 121°C

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/12822-micropipette-a-volume-variable-12-canaux-de-30-a-300-l-ejecteur-autoclavable-a-121-c.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Volume de la micropipette	30 à 300 µl
Nombre de canal	multicanal

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com