

FICHE PRODUIT



Micropipette multicanal à volume fixe 300µl

Référence : SOC-ZLA2013

Points forts

- délais : 48 heures
- Volume de la micropipette : 300 µl
- Nombre de canal : multicanal

Description du produit

Micropipette multicanal à volume fixe 300µl

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/12823-micropipette-multicanal-a-volume-fixe-300-l.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Volume de la micropipette	300 µl
Nombre de canal	multicanal

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com