

FICHE PRODUIT



Câble de lumière à fibre optique pour vidéo-endoscope, diam: 3.5 mm, Longueur 230 cm

Référence : SOC-AD1306

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Câble de lumière à fibre optique pour vidéo-endoscope, diam: 3.5 mm, Longueur 230 cm

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/12824-cable-de-lumiere-a-fibre-optique-pour-video-endoscope-diam-3-5-mm-longueur-230-cm.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com