

FICHE PRODUIT

Station murale lave- oeil étanche (coffret)

Référence : SOC-DS970520

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Le coffret Lave-oeil est idéal pour les sites de travail poussiéreux. La station murale Lave-oeil anti-poussières contient 02 flacons de lavage oculaire de 500 ml, un pictogramme et un miroir à l'intérieur.

La solution stérile de chlorure de sodium à 0.9% est utilisée pour un premier soin oculaire optimal en cas de projection d'impuretés dans les yeux.

La station dispose d'oeillère ergonomique qui permet d'assurer un flux du liquide efficace, fin et régulier.

Les solutions sont à usage unique et sont à jeter après ouverture.

Temps de lavage oculaire: environ 2 x 5 minutes

Conservation optimale entre 5 et 35°C.

Date de validité de 3 ans pour les flacons non ouverts.

Dimensions du coffret: (LxIxh) : 28 x 23 x 11 cm

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/appareils-pour-la-desinfection-des-salles/12832-station-murale-lave-oeil-etanche-coffret.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com