

FICHE PRODUIT



CELL CLEAN 50 ML

Référence : SOC-051101003

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

CELLCLEAN 50 ML

CELLCLEAN 50 ML est un détergent alcalin puissant prévu pour éliminer les traces d'agent de lyse, résidus et protéines sanguines présent dans le système fluide des automates et analyseurs d'hématologie K-1000/4500, KX-21, XS-1000i Sysmex.

Disponible dans une bouteille de 50 ml.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/reactifs/12834-cell-clean-50-ml.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com