

FICHE PRODUIT

CELL PACK 20 L

Référence : SOC-51101001

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

CELL PACK 20 L

Le **CELL PACK** est un diluant prévu pour diluer les échantillons d'analyse aspirés afin de mesurer le nombre de RBC (GR) et de WBC (GB), la concentration en hémoglobines et le nombre de plaquettes.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/reactifs/12835-cell-pack-20-l.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com