

FICHE PRODUIT



Electromyographe (EMG/EP) 4 canaux

Référence : SOC-CMS6600B

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Électromyographe (EMG/EP) 4 canaux

Description :

L'équipement enregistre l'activité bioélectrique du muscle nerveux afin de déterminer son état fonctionnel qui, associé à la vitesse de conduction nerveuse, donne au patient un diagnostic auxiliaire.

Vérification du contenu: EMG (électromyogramme), MCS (vitesse du conducteur du système nerveux), SCS (vitesse du conducteur nerveux sensoriel), onde F, Hreflex, RNS (stimulation nerveuse répétitive), réflexe de clignement, VEP (potentiel évoqué visuel), BAEP (potentiel évoqué du système auditif du tronc cérébral), SEP (potentiel évoqué somatosensoriel), etc.

Caractéristiques principales

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Plate-forme d'opération professionnelle EMG / EP et éléments de test parfaits, réalisez chaque test dans les meilleurs délais.
- Système de navigation neuro et musculaire, pratique pour sélectionner une partie de test.
- Système de valeurs normales puissant, contraste avec les données normales automatiquement.
- Conception logicielle flexible, configurez les paramètres du système en fonction des besoins.
- Collecte de données à haute vitesse, suppression des interférences électromagnétiques, isolation photoélectrique et faible bruit.
- Système matériel intégré, configuration compacte et déplacement facile.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-de-diagnostic-divers/12840-electromyographe-emg-ep-4-canaux.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
délais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com