

FICHE PRODUIT



Réactif anti-e

Référence : SOC-CR2006411

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Réactif Anti-e

Caractéristiques techniques:

Méthode: Lame, tube / agglutination

Conditionnement: 5 ml

Température: 2 - 8 °C

Échantillons: Sang complet, Globules rouges

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/12842-reactif-anti-e.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com