

FICHE PRODUIT



Réactif anti-A

Référence : SOC-CR0100110

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Réactif Anti-A

Caractéristiques techniques

Méthode: Lame, tube / agglutination

Température: 2 - 8 °C

Échantillons: Sang complet, Globules rouges

Conditionnement minimum de vente: 10 x 10 ml

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/12843-reactif-anti-a.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com