

FICHE PRODUIT

photomètre Pooltester II électronique 7 paramètres - Bayrol

Référence : SOC-287200

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Pooltester électronique 6 paramètres - Bayrol

L'**Electronic Pooltester II** est un photomètre utilisé pour la mesure électronique, l'analyse précise et rapide des paramètres de l'eau pour piscines en un seul geste.

L'**Electronic Pooltester II** peut mesurer jusqu'à 7 paramètres à savoir la valeur du pH, de chlore libre, de chlore total, de brome, de l'alcalinité et du stabilisateur de chlore et Oxygène Actif granulés (MPS).

Principe:

La chambre de mesure intégrée se remplit par immersion de l'appareil dans l'eau. A l'ajout d'un réactif l'eau se colore et cette coloration est mesurée par le principe photométrique. La valeur calculée s'affiche sur l'écran en quelques minutes.

Avantage:

- Insubmersible, étanche et ne coule pas !

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.


Page produit

<https://www.socimed.com/ionogrammes/12851-pooltester-electronique-6-parametres-bayrol.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com