

FICHE PRODUIT



Auto-réfracto-kératomètres Modèle ARK-1

Référence : SOC-30711-0040

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Auto-réfracto-kératomètres Modèle ARK-1

L'**auto-réfracto-kératomètres Modèle ARK-1** permet d'obtenir la réfraction objective précise (et la kératométrie). Le système « Zone Ring » a été amélioré afin d'effectuer simultanément une mesure de réfraction objective centrale et une mesure en périphérie. Le système de brouillage qui intègre à présent la correction de l'astigmatisme a été revu pour minimiser l'effet de l'accommodation pendant la mesure de la réfraction.

La technologie SLD/CCD permet de meilleurs résultats lorsque la transparence des milieux est altérée.

Spécifications techniques:

Déclenchement automatique des mesures et détection automatique OD/OG

Mesure automatique des diamètres cornéens et pupillaires

Transfert possible des données vers un PC ou un réfracteur automatique NIDEK

Imprimante thermique intégrée

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/refratometre-keratometre/12861-auto-refracto-keratometres-modele-ark-1.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com