


FICHE PRODUIT

Turbidimètre portable PCE-TUM 20

Référence : SOC-PCE-TUM20

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Turbidimètre PCE-TUM 20

Le **turbidimètre portable PCE-TUM 20** est un appareil utilisé pour déterminer la turbidité d'un liquide et d'une solution aqueuse. Celui-ci est doté d'un grand écran qui respecte toutes les exigences pour mesurer la turbidité. D'un point de vue hygiénique, les valeurs limites sont à l'heure actuelle en dessous de 1 FTU.

La plage de mesure du **turbidimètre** est de 0 à 1000 NTU. Elle est sectionnée sur deux plages automatiques (**de 0 à 50 NTU et 50 à 1000 NTU**) pour augmenter la précision sur chacune d'elle. Le clavier simple permet un usage très facile et rapide de l'appareil. Utilisez une source lumineuse LED d'une longueur d'onde de 830 nm du spectre électromagnétique qui est invisible à l'œil humain.

Caractéristiques du turbidimètre portable PCE-TUM 20

- Grand écran LCD de 41 x 34 mm
- Temps réel
- Haute précision
- Il respecte ISO 7027

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Méthode de mesure infrarouge
- Mesure de lumière transmise et lux diffusée
- Data-Hold
- Mémoire des valeurs maximum et minimum
- Calibrage de 0 et 100 NTU
- Carcasse compacte résistante aux coups
- Déconnexion automatique (après 5 min.)

Caractéristiques techniques

Plages de mesure	0,00 jusqu'à 50,00 NTU et 50 jusqu'à 1000 NTU
Résolution	0,01 y 1 NTU
Précision	±5 % de la plage de mesure ou ±0,5 NTU
Source lumineuse	LED infrarouge à 850 nm
Durée du capteur	À longue durée
Détecteur de lumière	Photodiode
Temps de mesure	<10 s
Batteries	6 x piles de 1,5 V AAA
Conditions environnementales	Max. 50 °C, max. 85 % H.r.
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	155 x 76 x 62 mm
Poids	320 g

Conformité et garantie

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

 9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
 95520 OSNY FRANCE
 Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
 fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/12862-turbidimetre-portable-pce-tum-20.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com