

FICHE PRODUIT

Réactif HIV Ag - Ab 96 Tests

Référence : SOC-CHEI10

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Réactif HIV Ag - Ab

Réactif permettant de détecter les anti-gènes VIH - 1 p24 et les anti-corps pour le VIH de type 1 & 2.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/12871-reactif-hiv-ag-ab-96-tests.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com