

FICHE PRODUIT



Réactif AHG - antiglobuline humaine, tube 10ml

Référence : SOC-CH405

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Caractéristiques techniques:

Méthode: Tube

Température de conservation: 2 - 8°Celsius

Type d'échantillons: Globules rouges

Conditionnement minimum de vente: Tube de 10 ml

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/12872-reactif-ahg-antiglobuline-humaine-tube-10ml.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com