

FICHE PRODUIT



Pot à urine stérile 60 ml

Référence : SOC-401088

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Pot à urine stérile 60 mL en PS

Caractéristiques:

- Capacité: 60L
- Stérile: oui
- Bouchon: Cape rouge à vis
- Conditionnement : Sachet de 600

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/flacon-pour-recueil-des-urines/12875-pot-a-urine-sterile-60-ml-en-ps.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com