

FICHE PRODUIT

Attelle modelable, flexible BOSTON - L'unité

Référence : SOC-246100

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

L'attelle Boston est modelable, découpable, lavable et décontaminable.

Attelle pour jambe, bras et avant-bras
100% radio-transparentes

Dimensions dépliées :
Attelle multi-utilisations à l'unité : 92x11cm

Vendu à l'unité
Homologuées CE, conforme à la Directive EEC 9842

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/12880-attelle-modelable-flexible-boston-l-unite.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com