

FICHE PRODUIT

Ecarteur Deaver, 75 mm

Référence : SOC-HIE15475

Points forts

- délais : 48 heures

Description du produit

Ecarteur DEAVER 75mm utile pour rétracter les incisions abdominales ou thoraciques profondes.

Caractéristiques techniques:

- Largeur: 12 cm
- Hauteur: 7.5 cm
- Profondeur: 31.1 cm
- Poids: 0.0452 Kg

Conditionnement minimum de vente: 1

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/ecarteur-de-deaver/12882-ecarteur-deaver-75-mm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com