


FICHE PRODUIT

Panneau de protection derrière statif

Référence : VAR-PM2M1M

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Panneau de protection derrière statif : c'est un Panneau de protection complémentaire pour le renfort obligatoire de protection derrière tout statif mural. Conforme à la norme NF C15-160, ce panneau de format 2 m x 1 m est livré en équivalence plomb 2 mm. Finition stratifié blanc et cornière aluminium.

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/paravents-et-rouleaux-en-plomb/1289-panneau-de-protection-derriere-statif.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com