

FICHE PRODUIT



Tensiomètre Anéroïde Lian® Nano avec bague grise / Multibrassard nylon noir (L, M, S)

Référence : SOC-513260

Points forts

- délais : 48 heures
- Type de fermeture : Velcro
- Type : Manopaire
- Modèle Tubulure : Simple
- Matière Brassard : Nylon Oxford

Description du produit

Tensiomètre Anéroïde Lian® Nano avec bague grise / Multi-brassard nylon noir (L, M, S)

Caractéristiques techniques :

- Tensiomètre Manopaire léger et robuste, il allie le style et les performances.
- Boîtier en ABS léger et résistant aux chocs.
- Lecture des mesures facilitée par son grand cadran.
- Brassards noirs en nylon Oxford très résistant avec raccord rapide en métal à vis.
- Poire ergonomique et robinet en laiton avec capuchon en ABS.
- Livré en trousse nylon.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/tensiometres-aneroides/12890-tensiometre-aneroide-lianr-nano-avec-bague-grise-multibrassard-nylon-noir-l-m-s.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Type de fermeture	Velcro
Type	Manopoire
Modèle Tubulure	Simple
Matière Brassard	Nylon Oxford
Taille Patient	Pack de 3 tailles (L-M-S)

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com