

FICHE PRODUIT



Sangles de maintien 1 partie

Référence : SOC-50900IS

Description du produit

Sangles de maintien 1 partie

Sangle nylon/polypropylène en une partie.

Boucle métal ou plastique.

S'ajuste et s'attache facilement.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/divers/12893-sangles-de-maintien-en-nylon-1-partie.html>



Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
dim - 210 x 4,5 cm	SOC-509009DIS	
dim - 270 x 5 cm	SOC-509010DIS	
dim - 250 x 4 cm	SOC-509017DIS	
dim - 270 x 5 cm	SOC-509015DIS	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com